

Analizador automatizado de glicohemoglobina HLC-723®G11 de Tosoh

Instrucciones de uso

F&A2 Calibrator Set 2



TOSOH CORPORATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>Ευρωπαϊκοί потребители / Evropské zákazníci / Europæiske kunder / Europäische Kunden / Ευρωπαϊκοί πελάτες / European customers / Clientes europeos / Euroopa kliendid / Consommateurs européens / Europejski kupci / Európai ügyfelek / Clienti europei / Europos klientai / Europas klienti / Europejskie kunder / Klienti europejscy / Clientes europeos / Clienti europei / Európski zákazníci / Europejski kupci / Europeiska kunder / Avrupa'dan müşteriler</div></div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div>bg</div><div>Инструкции за употреба на различни езици са на разположение на нашия уебсайт: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> в раздела Помощ и поддръжка (Service &amp; Support). Хартено копие може да бъде получено на fax +32 13 66 47 49 или e-mail: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Актуална Версия: FA2CAL2-020722</div><div> Този продукт съдържа материали с човешки или животински произход и трябва да бъде третиран като потенциално инфекциозен.</div></div>                                                      | <div><div>it</div><div>Istruzioni per l'Uso in diverse lingue sono disponibili sul nostro sito web <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> alla sezione "Service &amp; Support". Versione cartacea può essere richiesta via fax al +32 13 66 47 49 o via e-mail a <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Versione Attuale: FA2CAL2-020722</div><div> Il prodotto contiene materiali di origine umana o animale e va trattato come potenzialmente infettivo.</div></div>                                                              |
| <div><div>cs</div><div>Návod k použití v různých jazycích je dostupný na našich webových stránkách: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> v sekci "Service &amp; Support". Tištěnou verzi můžete obdržet faxem, číslo: +32 13 66 47 49, nebo e-mailem: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuální Verze: FA2CAL2-020722</div><div> Tento výrobek obsahuje materiály pocházející z zvířat nebo od lidí a je třeba s ním zacházet jako s potenciálně infekčními.</div></div>                                                                    | <div><div>lt</div><div>Naudojimo instrukcijas įvairiomis kalbomis galite rasti mūsų tinklalapyje <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> skyriuje „Service &amp; Support“. Popierinę versiją galite gauti faksu +32 13 66 47 49 arba el. paštu <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Naujausia Versija: FA2CAL2-020722</div><div> Šiame gaminyje yra žmogaus arba gyvūnų kilmės medžiagų, tad elkitės taip, tarsi jie galėtų sukelti infekciją.</div></div>                                                                         |
| <div><div>da</div><div>Flersprogede brugsanvisninger findes på vores hjemmeside: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> under "Service &amp; Support" sektionen. Trykte brugsanvisninger kan rekvireres pr. fax +32 13 66 47 49 eller e-mail: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Nuværende Version: FA2CAL2-020722</div><div> Dette produkt indeholder menneskelige eller animalske udgangsmaterialer og bør behandles som potentielt infektøst.</div></div>                                                                                    | <div><div>lv</div><div>Lietošanas instrukcijas dažādās valodās ir pieejamas mūsu interneta vietnē: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> sadaļā „Service &amp; Support” (Apkalpošana un Atbalsts). Drukātu versiju iespējams saņemt pa faksu: +32 13 66 47 49 vai e-pastu: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuālā Versija: FA2CAL2-020722</div><div> Šis produkts satur cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes materiālus un ir uzskatāms par potenciāli infekciju saturošu.</div></div>                                          |
| <div><div>de</div><div>Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen sind auf unserer Webseite <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> Im Kapitel „Service &amp; Support“ erhältlich. Ein Papierexemplar erhalten Sie auf schriftliche Anfrage an Faxnummer +32 13 66 47 49 oder per E-Mail an: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuelle Version: FA2CAL2-020722</div><div> Dieses Produkt enthält menschliches oder tierisches Basismaterial und sollte daher wie eine potenzielle Infektionsquelle behandelt werden.</div></div>          | <div><div>no</div><div>Brukerveiledninger for flere språk er tilgjengelig på våre nettsider: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> under seksjonen "Service &amp; Support". Du kan få tilsendt en papirversjon ved å sende en faks til +32 13 66 47 49, eller en e-post til: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Gjeldende versjon: FA2CAL2-020722</div><div> Dette produktet kan inneholde kildematerialer fra mennesker eller dyr, og må behandles som potensielt smittefarlig.</div></div>                                   |
| <div><div>el</div><div>Θα βρείτε τις Οδηγίες χρήσης σε πολλές γλώσσες στη διαδικτυακή τοποθεσία μας: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> στην ενότητα "Service &amp; Support". Μπορείτε να λάβετε την έντυπη μορφή υποβάλλοντας αίτηση μέσω φαξ στον αριθμό +32 13 66 47 49 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Τρέχουσα Έκδοση: FA2CAL2-020722</div><div> Το προϊόν αυτό περιέχει υλικό ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά μολυσματικό.</div></div>               | <div><div>pl</div><div>Instrukcja Użytkowania w różnych językach jest dostępna na naszej stronie internetowej: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> w zakładce „Service &amp; Support” (Serwis i Wsparcie). O wersję papierową można pytać pod nr faksu: +32 13 66 47 49 lub e-mailem: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktualna Wersja: FA2CAL2-020722</div><div> Produkt zawiera materiały pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego i dlatego należy go traktować jako potencjalnie zakaźny.</div></div>                     |
| <div><div>en</div><div>Instructions For Use in multiple languages are available on our website: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> under the "Service &amp; Support" section. A paper version can be obtained by fax +32 13 66 47 49 or e-mail: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Actual Version: FA2CAL2-020722</div><div> This product contains human or animal source materials and should be treated as potentially infectious.</div></div>                                                                                            | <div><div>pt</div><div>As instruções de utilização encontram-se disponíveis em diversos idiomas no nosso site: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> na secção "Service &amp; Support" (Serviços e Assistência). Pode ainda obter uma versão em papel através do fax +32 13 66 47 49 lub e-mail: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Versão Actual: FA2CAL2-020722</div><div> Este produto contém materiais de origem humana ou animal e deve ser tratado como potencialmente infeccioso.</div></div>                           |
| <div><div>es</div><div>Las instrucciones de uso están disponibles en diferentes idiomas en nuestra página web: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> en la sección de "Service &amp; Support" (Servicio y Soporte). También podemos enviarle una versión impresa a través del fax +32 13 66 47 49 o por correo electrónico: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Versión Real: FA2CAL2-020722</div><div> Este producto contiene tejidos de origen humano o animal y debe ser tratado como producto potencialmente infeccioso.</div></div>        | <div><div>ro</div><div>Instrucţiuni de utilizare în diverse limbi sunt disponibile pe site-ul nostru: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a>, la secţiunea "Service &amp; Support" (Service şi asistenţă tehnică). O versiune pe hârtie poate fi obţinută comandând-o prin fax, la +32 13 66 47 49, sau prin e-mail, la <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Versiune Actuală: FA2CAL2-020722</div><div> Acest produs conţine materiale de provenienţă umană sau animală şi trebuie tratate ca potenţial infecţioase.</div></div> |
| <div><div>et</div><div>Eri keeltes kasutusjuhendid on saadaval meie veebilehel: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> alajaotuses „Service &amp; Support”. Paberkandjal versiooni saab tellida faksinumbri +32 13 66 47 49 või e-posti teel: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Kehtiv Versioon: FA2CAL2-020722</div><div> See toode sisaldab inim- või loomse päritoluga aineid ning võib olla nakkusohlik.</div></div>                                                                                                                       | <div><div>sk</div><div>Návod na použítie vo viacerých jazykoch je dostupný na našej web stránke: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a>, v sekcii "Service &amp; Support". Vytlačenú verziu možno získať faxom +32 13 66 47 49 alebo cez e-mail: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuálna Verzia: FA2CAL2-020722</div><div> Tento výrobok obsahuje materiál z ľudských alebo zvieracích zdrojov a malo by sa s ním zaobchádzať ako s potenciálne infekčným materiálom</div></div>                                            |
| <div><div>fr</div><div>Les instructions d'utilisation sont disponibles en plusieurs langues sur notre site web, <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a>, dans la rubrique « Service &amp; Support ». Vous pouvez obtenir un exemplaire papier par fax, au n° +32 13 66 47 49, ou par e-mail, à l'adresse : <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Version Actuelle : FA2CAL2-020722</div><div> Ce produit contient des substances animales ou humaines et doit, par conséquent, être traité comme un produit potentiellement infectieux.</div></div> | <div><div>si</div><div>Večjezična navodila za uporabo so na voljo na naši spletni strani: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> v razdelku "Service &amp; Support" (Servis in podpora). V papirni obliki jih lahko prejmete po faksu: +32 13 66 47 49 ali elektronski pošti: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktualna Različica: FA2CAL2-020722</div><div> Ta izdelek vsebuje materiale živalskega ali človeškega izvora, kar lahko privede do okužb.</div></div>                                                           |
| <div><div>hr</div><div>Upute za uporabu na više jezika dostupne su na našem web-mjestu: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> u odjeljku „Service &amp; Support” (Usluga i podrška). Papirna verzija može dobiti putem faksa +32 13 66 47 49 ili e-poštom: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Stvarna verzija: FA2CAL2-020722</div><div> Ovaj proizvod sadrži materijale ljudskog ili životinjskog podrijetla i trebao bi se tretirati kao da je potencijalno zarazan.</div></div>                                                             | <div><div>sv</div><div>Bruksanvisning på flera språk finns att tillgå på vår webbplats: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> under rubriken "Service &amp; Support". En pappersversion kan erhållas per fax +32 13 66 47 49 eller e-post: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuell Version: FA2CAL2-020722</div><div> Denna produkt innehåller material med humant eller animalt ursprung och skall behandlas som potentiellt infektiös.</div></div>                                                                        |
| <div><div>hu</div><div>A Használati utasítás több nyelven elérhető webszájlunkon: <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a>, a „Service &amp; Support” (Szolgáltatás és Támogatás) szekció alatt. Nyomtatott változat igényelhető faxon a +32 13 66 47 49-es telefonszámon vagy e-mailben: <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a>. Aktuális Változat: FA2CAL2-020722</div><div> Ez a termék emberi vagy állati forrásanyagokat tartalmaz, ezért lehetségesen fertőzőként kell kezelni.</div></div>                                                      | <div><div>tr</div><div>Bir çok dilde Kullanma Talimatları'na, <a href="http://www.tosohbioscience.eu">www.tosohbioscience.eu</a> adresindeki web sitenizin, "Service &amp; Support" bölümünden ulaşabilirsiniz. Basılı sürümünü +32 13 66 47 49 numaralı faks ya da <a href="mailto:info.raqa.eu@tosoh.com">info.raqa.eu@tosoh.com</a> e-posta adresinden isteyebilirsiniz. Mevcut Sürüm: FA2CAL2-020722</div><div> Bu ürün, insan ya da hayvan kaynaklı maddeler içerir ve enfeksiyon olasılığı bulunduğundan ötürü bulundurulurken ele alınmalıdır.</div></div>                            |

**Símbolos en las etiquetas del producto**



Marcado CE



Fabricante



Representante  
autorizado en la  
Comunidad Europea



Número de  
catálogo/número  
de pieza



Dispositivo médico de  
diagnóstico *in vitro*



Consulte las instrucciones  
de uso



Fecha de  
caducidad/Usar  
antes del




Código de lote/número de lote



Límite de temperatura



Volumen neto  
(tras la reconstitución del  
material liofilizado)



Lugar de fabricación real



Fecha de fabricación



Solo para el lote de  
columnas especificado



Importado y  
comercializado en  
la India por



Soporte de identificación única  
del dispositivo



  
TOSOH

  
**TOSOH CORPORATION**  
BIOSCIENCE DIVISION  
Shiba-Koen First Bldg.  
3-8-2, Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-8623, Japan  
Phone: +81 3 5427 5181 Fax: +81 3 5427 5220

EC REP

**TOSOH EUROPE N.V.**  
Transportstraat 4  
B-3980 Tessenderlo, Belgium  
Phone: +32 13 66 88 30 Fax: +32 13 66 47 49

Se prohíbe reimprimir o copiar este manual, ya sea parcial o totalmente, sin el consentimiento escrito de Tosoh Corporation.  
El contenido del manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

\*HLC\*, \*HLC-723\* y \*TSKgel\* son marcas comerciales registradas de Tosoh Corporation en Japón, etc.  
\*G11\* es la marca comercial registrada de Tosoh Corporation.

Impreso en Japón.